



SET-01 ET OS – Basis Wiege- und Laborpaket

Das KERN EasyTouch Betriebssystem mit allen Basisfunktionen:
Wiegen, Summieren (REZ A), Zieldosieren, Prozentwiegen

► Seite 8/9

SET-02 ET Lab-Set – Premium Laborpaket

Enthält folgende Einzelfunktionen:

ET Rezepturfunktion (SET-21), ET Differenzfunktion (SET-22)



SET-21 ET Formulation – Rezepturfunktion

Benutzer-, Rezeptur- und Komponentenverwaltung, Zieldosieren, Multiplikatorfunktion für Großgebilde, Rezeptur-Anpassungs- und Rezeptur-Unterbrechungsfunktion, Basic-Chargenverwaltung, Ausdruck etc.

► Seite 10/11



SET-22 ET Difference – Differenzfunktion

Monitoringfunktion z. B. zur Überwachung des Wachstums von biologischen Zellkulturen, autom. Berechnung von Gewichtsunterschieden, grafische Darstellung und Speichern des Wachstumsverlaufs, autom. Probeschalen-erkennung per Barcode

► Seite 12/13

So einfach geht's mit KERN EasyTouch – und das Beste ist, Sie haben die Wahl!

Die KERN EasyTouch App erhalten Sie im Microsoft Store® (Windows® Version) oder auf Google Play® (Android™ Version).

Installieren Sie zuerst die KERN EasyTouch App (ET OS) und schon können Sie mit allen Wiege-Basisfunktionen problemlos starten. Für anspruchsvollere Wiegevorgänge wählen Sie unter den zahlreichen KERN EasyTouch Funktionen einfach die für Sie Passende aus.

Finden Sie hier alle KERN EasyTouch Funktionen im Überblick.



SET-04 ET Density – Dichtebestimmungsfunktion

Einfache, grafikunterstützte Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten, direkte Berechnung und Ausgabe der Dichte

► Seite 20/21



SET-08 ET Take-out – Entnahmefunktion

Ermöglicht das negative Wiegen (Entnehmen) aus einem Quellcontainer, optische/akustische Unterstützung des Entnahmeprozesses, Anzeige in Gewicht oder Stück möglich, statistische Auswertungen möglich, Stammdatenverwaltung von Artikeln, Chargenverwaltung mit ID-Nummerierung etc.

► Seite 28/29



SET-11 ET Safety – Precision & Safety Funktion

Regelmäßige Kalibrierfunktion, Warn- und Abschaltfunktion, Überwachung der Minimaleinwaage, Management Eichung oder Kalibrierung der Prüfgewichte und Waage

► Seite 30/31



SET-14 ET Print – Benutzerindividuelle Druckbildformatierungsfunktion

Individuelles und personalisiertes Generieren, Editieren und Speichern von Druckformularen – ganz einfach per Drag and drop.

► Seite 32/33